


BLOTTING TECHNIQUES

1



2

1

SOUTHERN BLOTTING




Professor Sir Edwin Southern


3

Steps in southern blotting

1. DNA digerito con enzimi di restrizione




2. I frammenti sono sottoposti ad elettroforesi per separarli sulla base della grandezza



4

2


2. elettroforesi




5

3. Denaturazione (con pH alto)

At physiological pH




At pH > 10



6

3

4. Frammenti trasferiti su un filtro di nitrocellulosa.



7



Whatman 3MM paper



membrana di nitrocellulosa

8

4

SOLID SUPPORT

❖ Nitrocellulose Membrane

- Nucleic acids more than 400 bases are inefficiently bound.
- Attachment by **hydrophobic interactions**.
- Become brittle while baking in vacuum.
- Care required for storing.

❖ Nylon

- Buffers of low ionic strength can be used.
- Transfer can be carried out **electrophoretically**.
- Two types a)Neutral b)Positively charged (amines).

9

NITROCELLULOSE MEMBRANE	NYLON MEMBRANE
Hydrophobic binding.	Covalent binding.
Fragile	Durable
>200-300 bp probe length	<200-300 bp probe can be used
Lower background noise	Higher.
Cannot be exposed to basic solution	Can be exposed.
Not easily reprobed	Can be easily reprobed several times.

10

5. Membrana a 80 °C per 2 h o esposta a UV (nylon membrane) per legare in maniera permanente il DNA




(6. Pre IBRIDIZZAZIONE)

Ficoll or salmon sperm DNA


11

**7. IBRIDIZZAZIONE:
Filtro incubato con una
sonda che ibridizza il DNA
complementare**


^{32}P ssDNA



12



13



14

Alcune APPLICAZIONI

- in gene discovery, mapping, diagnostic e medicina forense and forensics (It is used for DNA fingerprinting, preparation of RFLP maps)
- Per l'identificazione di geni trasferiti in organismi transgenici
- Permette di determinare il peso molecolare di un frammento di restrizione e misurarne quindi la relativa quantità in campioni diversi
-

15


Northern Blotting

16

Steps in Northern blotting


1. RNA isolato da campioni biologici

NB RNA è più sensibile alla degradazione rispetto al DNA.




17

2. RNA SOTTOPOSTO AD ELETTROFORESI SU GEL DI AGAROSIO IN CONDIZIONI DENATURANTI (con FORMALDEIDE)




18



19


3. RNA trasferito su un filtro di nitrocellulosa



20


4. IBRIDIZZAZIONE:

Filtro incubato con una sonda che ibridizza mRNA complementare



21

5. Rilevamento bande su lastra



22

Alcune APPLICAZIONI


- STUDIARE L'ESPRESSIONE GENICA
- STUDIARE RNA DEGRADATION
- STUDIARE RNA SPLICING
- STUDIARE EMIVITA RNA
-

23

SVANTAGGI del Northern blotting

1. *BASSA SENSIBILITÀ RT-PCR*
2. *USO DI PIÙ SONDE È DIFFICOLTOSO*
3. *SE RNA ANCHE SOLO PARZIALMENTE DEGRADATO, LA QUALITÀ DEI DATI È BASSA E LA QUANTIFICAZIONE È DIFFICOLTOSA*


24



25

Western blotting & SDS-PAGE


26




27

SDS-PAGE (PolyAcrylamide Gel Electrophoresis)

28




29



30

Sample of SDS- PAGE



31

What happens after electrophoresis?

1. Fix the proteins in the gel and stain them.
2. Electrophoretic transfer to a membrane and then probe with **antibodies**- (Western blotting)

32






Figure 2. Electrophoretic transfer.

33



34

Blocking Nonspecific Binding Sites




35

..Western blotting

- Western blot analysis can detect **one** protein in a mixture of any number of proteins while giving you information about the size of the protein.
- This method is, however, dependent on the use of a high-quality antibody directed against a desired protein.
- This antibody is used as a probe to detect the protein of interest.

36



37